

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bpifb2 Per Wb, Elisa - Q8N4F0

Numero articolo: CM0013244

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro BPIFB2 (RYSR/BPIL1/LPLUNC2) umano per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. È una glicoproteina secreta espressa in alta quantità nelle tonsille, adatta per la ricerca sull'immunità innata e la biologia epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BPIFB2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	RYSR; BPIL1; LPLUNC2; C20orf184; dj726C3.2; BPIFB2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	80341
ID gene	80341
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-340 di BPIFB2 umano (NP_079503.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q8N4F0
Peso molecolare proteico	49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio