

## Anticorpo Policlonale Anti-Brp (Imp/Brp2/Rnf52) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z569

Numero articolo: CM0023808

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BRAP umano (proteina associata a BRCA1, IMP, BRAP2, RNF52). Convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione Ras, l'ubiquitinazione e il trasporto nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | BRAP Rabbit pAb                                                                                                                                     |
| Annotazioni/Alias   | IMP; BRAP2; RNF52; BRAP                                                                                                                             |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                                |
| ID gene (Uomo)      | 8315                                                                                                                                                |
| ID gene             | 8315                                                                                                                                                |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante - Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di BRAP umano (NP_006759.3). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                               |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                    |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                                   |
| SWISS               | Q7Z569                                                                                                                                              |
| Peso proteico       | 67kDa                                                                                                                                               |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                               |