

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Btn3A3 Per Wb, Elisa - 000478

Numero articolo: CM0018063



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio BTN3A3 validato per WB ed ELISA. Rileva BTN3A3 umano, murino e di ratto, un regolatore della risposta immunitaria adattativa dei linfociti T. Ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	BTN3A3 Rabbit pAb
Note/Alias	BTF3; BTN3.3; BTN3A3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10384
GeneID	10384
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 510-584 di BTN3A3 umano (NP_008925.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00478
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio