


Anticorpo Policlonale Anti-C-Myc Per Wb, Elisa - P01106

Numero articolo: CM0022937



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro c-Myc umano (MYC, bHLHe39), adatto per applicazioni Western blot ed ELISA. Rileva la proteina c-Myc umana e murina (~51 kDa). Utile nella ricerca sul cancro, sulle cellule staminali e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	c-Myc Rabbit pAb
Note/Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39
Specie	Umano
GeneID	4609
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 347-439 del c-Myc umano (NP_001341799.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P01106
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio