

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-C18Orf8 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Dm3

Numero articolo: CM0020235



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit diretto contro C18orf8/RMC1 (MIC1), convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Per studi sull'autofagia e sul traffico endosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	C18orf8 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	MIC1; Mic-1; WDR98; C18orf8; HsT2591
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	29919
ID gene	29919
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di C18orf8 umano (NP_037458.3)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96DM3
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio