

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-C21Orf33 (Validato Ko) Per Wb, Elisa - P30042

Numero articolo: CM0021861

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KO mirato alla proteina umana C21orf33 (ES1, HES1, KNPH). Adatto per WB ed ELISA; cross-reattivo con topo e ratto. Ideale per esplorare la funzione di C21orf33 in contesti cellulari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] C21orf33 Rabbit pAb
Note/Alias	ES1; HES1; KNPH; KNPI; GT335; GATD3A; C21orf33; 33
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	8209
ID Gene	8209
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-268 della C21orf33 umana (NP_004640.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P30042
Peso proteico	24kDa/28kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio