


Anticorpo Policlonale Anti-Ca3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P07451

Numero articolo: CM0015027



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CA3 di alta qualità convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva l'anidrasi carbonica III (CA3/CAIII) umana, del mouse e del ratto, un enzima citoplasmatico specifico del muscolo per l'idratazione reversibile della CO₂.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CA3 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	Car3, CAIII, CA3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	761
GeneID	761
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-260 della CA3 umana (NP_005172.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P07451
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio