

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cacna1E Per Wb, Elisa - Q15878

Numero articolo: CM0015021



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CACNA1E validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Prodotto contro proteine ricombinanti, adatto per la ricerca sul canale del calcio di tipo R.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CACNA1E Rabbit pAb
Note/Alias	BII; CACH6; DEE69; gm139; Cav2.3; EIEE69; CACNL1A6; CACNA1E
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	777
GeneID	777
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 2014-2313 di CACNA1E umano (NP_001192222.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15878
Peso proteico	262 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio