


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cacnb1 Per Wb, Elisa - Q02641

Numero articolo: CM0025495



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CACNB1, una subunità regolatoria dei canali del calcio di tipo L, validato per WB ed ELISA in umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca cardiovascolare e neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio CACNB1
Note/Alias	CAB1; CCHLB1; CACNLB1; CACNB1
Specie	Umano
GeneID	782
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 429-598 di CACNB1 umano (NP_000714.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q02641
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio