

Anticorpo Monoclonale Anti-Caderina 16 Per Wb, If-P, Elisa - 075309

Numero articolo: CM0003602

introduzione

Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-Caderina 16 validato per WB, IF-P, ELISA. Bersaglia la caderina specifica del rene, una proteina di adesione cellulare. Reagisce in modo incrociato con Umano, Topo. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio Anti-Caderina 16
Note/Alias	Caderina Ksp; Caderina 16
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1014
GenelD	1014
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	075309
Peso Proteico	90kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio