

## Anticorpo Policlonale Anti-Calcr Per Wb, Elisa - P30988

Numero articolo: CM0013032



### introduzione

CALCR Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB ed ELISA, che ha come bersaglio il recettore della calcitonina umano (55 kDa). Ideale per la ricerca sulla segnalazione GPCR, sull'omeostasi del calcio e sul metabolismo osseo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | CALCR Rabbit pAb                                                                                                             |
| Note/Alias            | CRT; CTR; CT-R; CTR1; CALCR                                                                                                  |
| Specie                | Umano                                                                                                                        |
| ID Gene (Umano)       | 799                                                                                                                          |
| ID Gene               | 799                                                                                                                          |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-148 di CALCR umano (NP_001733.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                        |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                        |
| SWISS                 | P30988                                                                                                                       |
| Peso Proteico         | 55kDa                                                                                                                        |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                            |