


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Calpaina 2 Per Wb, Elisa - P17655

Numero articolo: CM0010151



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la subunità catalitica della Calpaina-2 umana (CANP2, mCANP). Validato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul rimodellamento del citoscheletro e sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Calpaina 2
Note/alias	CANP2, mCANP, CANPL2, CANPml, Calpaina 2
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	824
ID del gene	824
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 600-700 della Calpaina-2 umana (P17655)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpo monoclonale
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P17655
Peso della proteina	80 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante