


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Sottounità Piccola 1 Della Calpaina (Capns1) Per Wb, Elisa - P04632

Numero articolo: CM0011221



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro la sottounità piccola 1 della Calpaina umana (CAPNS1, CAPN4). Adatto per Western blot ed ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Per la ricerca sulla proteolisi regolata dal calcio e sulla dinamica del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale Coniglio anti-sottounità piccola 1 della Calpaina
Note/Alias	CANP; CDPS; CSS1; CANPS; CAPN4; CALPAIN4; Sottounità piccola 1 della Calpaina
Specie	Umano
GeneID (Umano)	826
GeneID	826
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della sottounità piccola 1 della Calpaina umana (P04632)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04632
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio