


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Camk1D Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8lu85

Numero articolo: CM0030608



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio CAMK1D di alta qualità convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con Umano, Mouse, Ratto. Peso molecolare atteso 43kDa. Ideale per la ricerca sulla segnalazione del calcio, la funzione delle chinasi e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CAMK1D pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CKLIK; CaM-K1; CaMKID; CAMK1D
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57118
GeneID	57118
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di CAMK1D umano (NP_705718.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8IU85
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio