


## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Camkii Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13554

Numero articolo: CM0003055



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio diretto contro CaMKII beta (CaMKII, CAMK2, CAMKB) (Q13554) per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca in neuroscienze e sulla muscolatura.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto   | mAb Coniglio CaMKII                                                                                                 |
| Note/Alias          | CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIibeta; CaMKII                                                                       |
| Specie (Target)     | Umano                                                                                                               |
| GeneID (Umano)      | 816                                                                                                                 |
| GeneID              | 816                                                                                                                 |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 550-650 della CaMKII umana (Q13554) |
| Sorgente (Host)     | Coniglio                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                               |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                    |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                  |
| SWISS               | Q13554                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 73kDa                                                                                                               |
| Spedizione          | Borsa termica con ghiaccio                                                                                          |