


Anticorpo Policlonale Anti-Camkk1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N5S9

Numero articolo: CM0023705



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-CAMKK1 convalidato per Western blot, IHC-P e ELISA su campioni umani e di topo. Ideale per lo studio della segnalazione delle chinasi dipendenti da calcio/calmodulina e dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CAMKK1 Rabbit pAb
Note/Alias	CAMKKA; CAMKK1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	84254
GeneID	84254
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 399-520 della CAMKK1 umana (NP_757344.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q8N5S9
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio