


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cap1 Per Wb, Elisa - Q01518

Numero articolo: CM0011164



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-CAP1 validato per WB ed ELISA. Rileva la proteina umana CAP1 (~52 kDa). Supporta la ricerca sulla dinamica dell'actina, la polarità cellulare e la localizzazione dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CAP1 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	CAP; CAP1-PEN; CAP1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10487
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q01518
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio