

Anticorpo Policlonale Anti-Capn3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P20807

Numero articolo: CM0017813



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting umano CAPN3 (calpain-3/p94) per WB, IF/ICC ed ELISA. Cross-reatta con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla proteolisi muscolare e sulla distrofia muscolare degli arti e della cintura.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CAPN3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	p94; CANP3; LGMD2; nCL-1; CANPL3; LGMD2A; LGMDD4; LGMDR1; CAPN3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	825
GeneID	825
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-150 del CAPN3 umano (NP_775111.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P20807
Peso proteico	94kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio