


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Anidrasi Carbonica 9 (Ca9/G250) Per Wb, Elisa - Q16790

Numero articolo: CM0019438



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'anidrasi carbonica umana 9 (CA9/G250), adatto per Western blot ed ELISA. Riconosce topo e ratto. Immunogeno ricombinante; rileva una proteina da 50kDa coinvolta nella regolazione del pH tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Anidrasi carbonica 9 (CA9/G250) pAb di coniglio
Note/Alias	MN; CAIX; Anidrasi carbonica 9 (CA9/G250)
Specie	Umana
ID Gene	768
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 52-151 dell'anidrasi carbonica umana 9 (CA9/G250) (NP_001207.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q16790
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio