


Anticorpo Policlonale Anti-Car/Cxadr Per Wb, Elisa - P78310

Numero articolo: CM0019153



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CAR/CXADR umano, validato per WB ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio delle giunzioni strette, dei recettori virali e della migrazione leucocitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CAR/CXADR pAb di coniglio
Note/Alias	CAR; HCAR; CAR4/6; CAR/CXADR
Specie	Umano
GeneID (umano)	1525
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-237 di CAR/CXADR umano (NP_001329.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P78310
Peso della proteina	40 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante