

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Card14 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bxl6

Numero articolo: CM0022220

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CARD14 validato per Western blot, immunoistochimica (paraffina) ed ELISA. Rileva CARD14 umano, di topo e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione infiammatoria NF-κB e dei percorsi correlati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CARD14 Rabbit pAb
Note/Alias	PRP; PSS1; BIMP2; CARMA2; PSORS2; CARD14
Specie	Umana
GeneID (Umano)	79092
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-500 di CARD14 umano (NP_001244899.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9BXL6
Peso proteico	113kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio