

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Card19 Per Wb, Elisa - Q96Lw7

Numero articolo: CM0015367



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CARD19 di alta qualità validato per WB ed ELISA. Riconosce CARD19 umano e murino, una proteina che interagisce con BCL10 coinvolta nell'inibizione di NF-kappa-B. Adatto per la ricerca sulla segnalazione cellulare e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CARD19 Rabbit pAb
Note/Alias	BinCARD; C9orf89; CARD19
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	84270
ID Gene	84270
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di CARD19 umano (NP_115686.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q96LW7
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio