


Anticorpo Monoclonale Anti-Cas9 Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99Zw2

Numero articolo: CM0010898



introduzione

Anticorpo monoclonale Cas9 di coniglio validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce Cas9 di *Streptococcus pyogenes* (Q99ZW2), prevista cross-reattività con umano e altre specie. Ideale per la ricerca CRISPR e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Cas9 Anticorpo Monoclonale Coniglio (mAb)
Note/Alias	CAS9
Specie	<i>Streptococcus pyogenes</i>
GeneID	901176
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 450-730 di <i>Streptococcus pyogenes</i> M1 GAS CAS9 (NP_269215.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Altro (Ampio Raggio Previsto)
SWISS	Q99ZW2
Peso Proteico	158kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio