


Anticorpo Policlonale Anti-Caspase-1 Per Wb, If-P, Elisa - P29466

Numero articolo: CM0022380



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Caspasi-1 (ICE) per WB, IF-P, ELISA. Rileva uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul processo di IL-1 β mediato dall'inflammasoma, la piroptosi e l'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Caspase-1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ICE; P45; IL1BC; CASP1
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	834
ID Gene	834
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 198-297 di CASP1 umana (NP_150634.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P29466
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio