

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Caspase-12 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Uxs9

Numero articolo: CM0018667

### introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Caspase-12 validato per WB, IHC-P, ELISA nell'uomo, topo, ratto. Regolatore negativo delle risposte infiammatorie; ideale per studi sull'immunità innata e sulla via NF-kB. - Q6UXS9.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Caspase-12 pAb Coniglio                                                                                                           |
| Note/Alias          | CASP-12; CASP12P1; Caspase-12                                                                                                     |
| Specie              | Umano                                                                                                                             |
| GenelD (umano)      | 100506742                                                                                                                         |
| GenelD              | 100506742                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 della Caspase-12 umana (NP_001177945.2). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                             |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                  |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                |
| SWISS               | Q6UXS9                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 39kDa                                                                                                                             |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                |