


Anticorpo Monoclonale Anti-Catalasi Per Wb, Ihc-P, Elisa - P04040

Numero articolo: CM0002159



introduzione

Anticorpo Monoclonale di Coniglio contro la Catalasi (P04040) validato per WB, IHC-P, ELISA in Umano, Topo, Ratto. Mira alla catalasi perossisomiale, un enzima antiossidante che degrada il perossido di idrogeno. Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo e la crescita cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio contro la Catalasi
Note/Alias	CAT; catalasi; Catalasi
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	847
ID Gene	847
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Catalasi umana (P04040).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04040
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio