


Anticorpo Policlonale Anti-Catepsina D Per Wb, Ihc-P, Elisa - P07339

Numero articolo: CM0013394



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Catepsina D umana (CTSD, CPSD). Validato per WB, IHC-P, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulla proteolisi lisosomiale, il morbo di Alzheimer e il cancro al seno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Catepsina D Rabbit pAb
Note/Abbreviazioni	CPSD, CLN10, HEL-S-130P, Catepsina D
Specie	Umana
ID gene (Umano)	1509
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-249 della Catepsina D umana (NP_001900.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P07339
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio