


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Catepsina E (Ctse) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P14091

Numero articolo: CM0025433



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Catepsina E (CTSE) validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della funzione immunitaria, dell'elaborazione dell'antigene e della neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Catepsina E (CTSE)
Note/Alias	CATE; Catepsina E (CTSE)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1510
ID Gene	1510
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 132-244 della Catepsina E umana (CTSE) (P14091)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14091
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio