


Anticorpo Monoclonale Anti-M6Pr Indipendente Da Cationi (Igf2R) Per Wb, If/Icc, Elisa - P11717

Numero articolo: CM0005116



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro M6PR indipendente da cationi (IGF2R) umano per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul trafficking lisosomiale e la segnalazione IGF2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	M6PR indipendente da cationi (IGF2R) Rabbit mAb
Alias	MPRI; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R; Cation-independent M6PR (IGF2R)
Specie	Umano
ID gene	3482
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 2392-2491 della M6PR indipendente da cationi (IGF2R) umana (NP_000867.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P11717
Peso proteico	274 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio