

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Caveolin-3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P56539

Numero articolo: CM0009449

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato alla Caveolin-3 umana (P56539). Validato per WB, IHC-P, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per investigare la funzione delle caveole e le malattie specifiche muscolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Caveolin-3 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	LQT9; MPDT; RMD2; VIP21; LGMD1C; VIP-21; Caveolin-3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	859
GeneID	859
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-151 della Caveolin-3 umana (P56539)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P56539
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio