

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ccar1 Per Wb, Ip, Elisa - Q8IX12

Numero articolo: CM0015914

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CCAR1 validato per WB, IP, ELISA in umano, topo, ratto. CCAR1 è un coregolatore trascrizionale e regolatore dell'apoptosi coinvolto nella progressione del ciclo cellulare e nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CCAR1 Rabbit pAb
Note/Alias	CCAR1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55749
GeneID	55749
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-200 di CCAR1 umano (NP_060707.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8IX12
Peso Proteico	133kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio