

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Ccdc50 Per Wb E Elisa - Q8Ivm0

Numero articolo: CM0018992



introduzione

CCDC50 Rabbit pAb di CamelBio è un anticorpo policlonale convalidato per WB e ELISA, che riconosce CCDC50 (YMER) di origine umana, murina e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione di EGFR e sulle interazioni di proteine citoplasmatiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CCDC50 Rabbit pAb
Note/Alias	YMER, C3orf6, DFNA44, CCDC50
Specie	Umana
GeneID (Umana)	152137
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-147 di CCDC50 umano (NP_777568.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q8IVM0
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio