

Anticorpo Policlonale Anti-Ccl5 Per Wb, Elisa - P50231

Numero articolo: CM0020509

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CCL5 di ratto (chemochina 5 con motivo C-C, RANTES). Validato per WB ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle chemochine e sulla risposta infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-CCL5
Note/Alias	Chemochina 5 con motivo C-C
Specie	Ratto
ID del gene (umano)	6352
ID del gene	81780
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-52 della CCL5 di ratto (AAA96499.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P50231
Peso della proteina	10 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante