


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Ccl8 Per Ihc-P E Elisa - P80075

Numero articolo: CM0029436



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit diretto contro CCL8 umano (MCP-2), adatto per IHC-P e ELISA. Rileva CCL8 umano e murino, una chemochina di 11 kDa coinvolta nella chemiotassi dei monociti e nell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CCL8 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HC14; MCP2; MCP-2; SCYA8; SCYA10; CCL8
Specie	Uomo
GeneID (Umano)	6355
GeneID	6355
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-99 di CCL8 umano (NP_005614.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P80075
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio