

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd10 Per Wb, Fc, Elisa - Q61391

Numero articolo: CM0005457



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio specifico per CD10 (Neprilisina) di topo, validato per WB, FC, ELISA. Supporta lo sviluppo diagnostico e la ricerca sul metabolismo dei peptidi e sul rimodellamento cutaneo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio CD10
Osservazioni/Alias	Mme
Specie	Topo
GeneID (Umano)	4311
GeneID	17380
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 52-750 del CD10 di topo (NP_032630.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q61391
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio