

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd105/Endoglina Per Wb, Ihc-P, Elisa - P17813

Numero articolo: CM0002126



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante anti-CD105/Endoglina validato per il rilevamento dell'endoglina umana in WB, IHC-P ed ELISA. Ideale per la ricerca sull'angiogenesi, la segnalazione TGF-beta e la biologia vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CD105/Endoglina Anticorpo monoclonale di coniglio (mAb)
Note/Alias	END; HHT1; ORW1; CD105/Endoglina
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2022
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 dell'endoglina umana CD105 (P17813).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P17813
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Sacca refrigerante