

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd11A/Lfa-1A/Itgal Per Wb, Ihc-P, Elisa - P20701

Numero articolo: CM0002092



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro CD11a/LFA-1A/ITGAL umano (P20701), validato per WB, IHC-P, ELISA. Ideale per la ricerca sull'adesione leucocitaria, la sinapsi immunitaria e la fagocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD11a/LFA-1A/ITGAL Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a/LFA-1A/ITGAL
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3683
GeneID	3683
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1071-1170 di CD11a/LFA-1A/ITGAL umano (P20701).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P20701
Peso proteico	129 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio