


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd11A/Lfa-1A/Itgal Per Wb, Elisa - P20701

Numero articolo: CM0021905



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CD11a/LFA-1A/ITGAL umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e ratto. Adatto per lo studio dell'adesione leucocitaria, delle interazioni tra cellule immunitarie e della segnalazione infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD11a/LFA-1A/ITGAL Rabbit pAb
Note/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a/LFA-1A/ITGAL
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3683
ID Gene	3683
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-306 di CD11a/LFA-1A/CD11a/LFA-1A/ITGAL umano (NP_001107852.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	P20701
Peso Proteico	129kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio