

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-CD123 Per Fc, Elisa - P26952

Numero articolo: CM0004193

introduzione

Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-CD123 (IL-3R α) per applicazioni di citometria a flusso ed ELISA. Reagisce con la CD123 di topo; immunogeno ricombinante corrispondente al dominio extracellulare. Ideale per la ricerca sulla segnalazione ematopoietica e delle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD123 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	CD123; SUT-1; CDw123
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	3563
GeneID (Topo)	16188
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-331 della CD123 di topo (NP_032395.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P26952
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio