

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd13 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P97449

Numero articolo: CM0020002

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il CD13 murino (aminopeptidasi N), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Coinvolto nell'elaborazione dei peptidi e nell'angiogenesi. Immunogeno ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD13 Rabbit pAb
Note/alias	Apn; AP-M; AP-N; Cd13; P150; CD13
Specie	Topo
GenelD	16790
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 69-966 del CD13 murino (NP_032512.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P97449
Peso della proteina	109 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico