

Anticorpo Policlonale Anti-Cd152/Ctla-4 Per Wb, Elisa - P16410

Numero articolo: CM0013365



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CTLA-4 umano (CD152) validato per WB ed ELISA, con reattività crociata con topo e ratto. Rileva una banda di ~25 kDa; ideale per la ricerca sulla co-inibizione delle cellule T e l'oncologia immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio CD152/CTLA-4
Osservazioni/Alias	CD, GSE, GRD4, ALPS5, CD152, CTLA-4, IDDM12, CELIAC3, CD152/CTLA-4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1493
GeneID	1493
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 49-223 del CD152/CTLA-4 umano (NP_005205.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16410
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio