


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd163L1 Per Wb, Elisa - Q9Nr16

Numero articolo: CM0015907



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CD163L1 umano (M160), validato per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani e di ratto. Ideale per studi sulla funzione dei recettori scavenger e sulla biologia dei macrofagi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-CD163L1
Note/alias	WC1; M160; STAR; CD163B; SCAR12; CD163L1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	283316
GeneID	283316
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 350-550 di CD163L1 umano (NP_777601.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q9NR16
Peso della proteina	159 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio