


## Anticorpo Monoclonale Anti-Cd166/Alcam Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13740

Numero articolo: CM0006732



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che mira al CD166/ALCAM umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studiare l'adesione cellulare, l'attivazione delle cellule T e la formazione della sinapsi immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD166/ALCAM                                                                                    |
| Note/Alias          | MEMD; CD166; CD166/ALCAM                                                                                                              |
| Specie              | Umano                                                                                                                                 |
| GeneID (Umano)      | 214                                                                                                                                   |
| GeneID              | 214                                                                                                                                   |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-526 del CD166/ALCAM umano. (NP_001618.2). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                 |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                    |
| SWISS               | Q13740                                                                                                                                |
| Peso Proteico       | 65kDa                                                                                                                                 |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                    |