

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd16B Per Wb, Fc, Elisa - O75015

Numero articolo: CM0007904



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD16b (FcγRIIIB) umano. Validato per WB, FC, ELISA; rileva una banda di 26kDa. Ideale per lo studio dell'intrappolamento di immunocomplessi mediato da recettori Fc e della biologia dei neutrofili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD16b Rabbit mAb
Note/Alias	CD16; FCG3; CD16A; CD16b; FCGR3; CD16-I; FCGR3A; FCR-10; FCRIII; FCRIIIb
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	2215
ID gene	2215
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-208 di CD16b umano (NP_000561.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	O75015
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio