


Anticorpo Policlonale Anti-Cd172A/Sirpα Per Wb, If/Icc, Elisa - P78324

Numero articolo: CM0026579



introduzione

CamelBio offre un anticorpo policlonale di coniglio anti-CD172a/SIRPα validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce SIRPα umano, di topo e di ratto (55 kDa). Ideale per studiare la regolazione della fagocitosi, la segnalazione immunitaria e la ricerca sulla funzione sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD172a/SIRPα Rabbit pAb
Note/Alias	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1; CD172a/SIRPα
Specie	Umano
GeneID (umano)	140885
GeneID	140885
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-375 di CD172a/SIRPα umano (NP_542970.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P78324
Peso Proteico	55 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio