

Anticorpo Policlonale Anti-Cd225/Ifitm1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P13164

Numero articolo: CM0029311

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il CD225/IFITM1 umano (proteina transmembrana 1 indotta da interferone) per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo. Ideale per studi sull'immunità antivirale e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	CD225/IFITM1 Rabbit pAb
Note/Alias	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a; CD225/IFITM1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8519
GeneID	8519
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-125 del CD225/IFITM1 umano (NP_003632.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P13164
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio