

Anticorpo Policlonale Anti-Cd239/Bcam Per Wb, Elisa - P50895

Numero articolo: CM0014268



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CD239/BCAM (SWISS: P50895) per applicazioni WB ed ELISA. Validato nell'uomo, presenta reattività crociata con il topo. Adatto per studi di adesione, migrazione e invasione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD239/BCAM Rabbit pAb
Note/alias	AU; LU; CD239; MSK19; CD239/BCAM
Specie	Uomo
ID gene (uomo)	4059
ID gene	4059
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 352-547 di CD239/BCAM umano (NP_005572.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P50895
Peso della proteina	67kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante