

Anti-Cd24 Rabbit Polymab® Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P25063 / P24807

Numero articolo: CM0008940

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio anti-CD24 di alta qualità. Validato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reagisce crociamente con CD24 umano e murino. Utile per studi sull'attivazione delle cellule B, autoimmunità e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD24 Rabbit PolymAb®
Osservazioni/Alias	CD24A
Specie	Umano/Topo
ID Gene (Umano)	100133941
ID Gene (Topo)	12484
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-80 del CD24 umano/topo (NP_037362.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P25063 / P24807
Peso proteico	8kDa / 13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio