


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd274 Per Wb Ed Elisa - Q9Ep73

Numero articolo: CM0020182



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-mouse CD274/PD-L1 di alta qualità validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sui checkpoint immunitari e sull'immunologia tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validated] CD274 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik; 74
Specie	Topo
GeneID (umano)	29126
GeneID	60533
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9EP73
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio