

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd3 Epsilon Per Wb, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - P07766

Numero articolo: CM0006537



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la catena epsilon CD3 umana (T3E/TCRE), validato per WB, IF-P, IHC-P, FC ed ELISA. Ideale per la ricerca sull'attivazione delle cellule T e sull'immunità adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD3 Rabbit mAb
Note/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Specie	Umana
ID genico (umano)	916
ID genico	916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-126 del CD3 umano (NP_000724.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P07766
Peso della proteina	23 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio